



FICHA TÉCNICA INMOVILIZADOR DE RODILLA

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: MI-43

Descripción: posee dos férulas de duraluminio anatómico y dos férulas lisas de duraluminio removibles ajustable con cierre de contacto. Inmoviliza en extensión la rodilla.

CARACTERÍSTICAS:

- Soporte de rodilla, confeccionado en laminado de velour con interior de algodón posee dos férulas de duraluminio anatómico y dos férulas lisas de duraluminio removibles, más bandas elásticas libres de látex
- Ajustable con cierre de contacto. Inmoviliza en extensión la rodilla.

COMPOSICIÓN

- Cara Interna:
- Cara Externa: 100% Poliéster
- Férulas: 100% Aluminio
- Bandas Elásticas: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex
- Cierre de Contacto: 100% Nylon

Medidas	XS	S	M	L	XL
Contorno de muslo	48 cm.	55 cm.	60 cm.	65 cm.	71 cm.
Contorno de Tobillo	32 cm.	35 cm.	40 cm.	42 cm.	48 cm.
Longitud del inmovilizador	50	55 cm.	58 cm.	63 cm.	63 cm.

Talla	Cód Barras
XS	
S	7801001001323
M	7801001000364
L	7801001000371
XL	

TALLAS

- XS - S - M - L - XL

RECOMENDACIONES DE USO

- Lavar a mano o máquina hasta 30°C de temperatura.
- Lavar con el cierre de contacto adherido para evitar la acumulación de pelusas.

COLORES

- Gris



NOTAS ADICIONALES

- El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
- Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad.
- Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.

CERTIFICACIÓN Y REGISTROS

Certificación de norma ISO-9001/2015 Sección 8.2.3 N°CL13/20100668
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N°EDM 198/14

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: MI-43